

PIEL DE MIEMBRO ANTERIOR CANINO (PARCHE DE VENA CEFÁLICA) - VASCULARIZADO

SKU: MFV255
Categorías: Catéteres - Vías Venosas y Arteriales, Especies, Extración de Sangre, Inyección Intravenosa (IV) - Punción Venosa, Simuladores Caninos, Veterinaria

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mienbro para utilizarse con el simulador quirurgico canino para simular un pulso digital y realizar extracciones de sangre o establecer una vía intravenosa. Contiene vasculatura que puede perfundirse con el análogo de sangre y la bomba de circulación que vienen con el canino quirúrgico. La piel de la extremidad anterior canina es un artículo consumible diseñado para ser utilizado con el modelo de cuerpo completo y no se vende con una extremidad anterior canina como en la imagen del producto.

Copyright © 2021 Medical Factory