

PLACA DE GRASA

SKU: MFS974
Categorías: Habilidades Clínicas, Órganos y Tejidos para Procedimientos Quirúrgicos, Simuladores Médicos

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto estándar es una placa de 20 cm x 20 cm con un grosor nominal de 5,0 mm que simula la grasa corportal. Esta es suave y lúbrica. También mucho más friable que el grado subcutáneo debido a un menor contenido de fibra.

Copyright © 2021 Medical Factory