


SIMULADOR DE ABDOMEN AGUDO "FASTER FAN"

SKU: MFS637
Categorías: Autoexaminación - Educación al Paciente, Imagenología, Palpación de Mamas / Cáncer de Mamas, Simuladores Médicos, Ultrasonido

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES











Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador de torso con patologías que permite realizar una evaluación "rápida" para salvar a un paciente traumatizado (Evaluación enfocada con ecografía para traumatismos) que es un examen de ultrasonido dirigido a la detección de la presencia de líquido libre en pacientes traumatizados.

Habilidades:
- Hemorragia interna en zona perihepática, periesplénica, pelvis y pericardio.
- Ecografía para pacientes agudos.

Características:
- Simulador para el entrenamiento repetitivo de FAST como complemento de la encuesta primaria ATLS.
- Las patologías incluyen colecistitis, un aneurisma aórtico y una lesión en el colon.

Contiene:
- 1 Simulador de ultrasonidos con base de transporte; 1 Manual tutorial (DVD).

https://www.youtube.com/watch?v=DT0-XOjy7ao

Copyright © 2021 Medical Factory