

SIMULADOR DE CATETERISMO "BASIC"

SKU: 103-300
Categorías: Catéteres - Vías Venosas y Arteriales, Cateterismo Ureteral - Vesical, Simuladores Médicos

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES












Copyright © 2021 Medical Factory

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	103-400	Set con Ambos Sexos
	103-500	Femenino
	103-600	Masculino

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Permite mostrar, practicar y evaluar de manera realista el cateterismo vesical tanto masculino como femenino.

Las piezas genitales se intercambian fácilmente y se colocan en el soporte mediante sujeciones magnéticas (versión PRO). Ambas están fabricadas en material blando y flexible. El prepucio y los labios son movibles y el pene se puede estirar. De este modo, se practican todos los movimientos manuales para realizar el cateterismo. El material proporciona una sensación realista al insertar y extraer el catéter de la vejiga, con una resistencia y una profundidad de inserción muy próximas a las de un paciente real.

Aprendizaje directo: Al colocar correctamente el catéter se expulsa líquido por el extremo del conducto, igual que en los pacientes reales. La vejiga transparente permite supervisar la posición del catéter. La pared abdominal se puede retirar para visualizar mejor todo el procedimiento.

Diferentes niveles de dificultad: La pieza insertable masculina permite regular tres niveles de estrechamiento uretral. La posición más estrecha no permite la inserción del catéter, lo cual conduce a la conclusión de que se requiere un catéter suprapúbico.

Versiones:

- Masculino.

- Femenino

- Ambos.

Características:
- Cateterismo femenino y masculino con resistencia realista.
- 3 Niveles regulables de estrechamiento uretral.
- Prepucio y labios suaves y movibles (para la práctica p. ej. de la desinfección).
- Expulsión de líquido al insertar catéter correctamente.
- Posibilidad de controlar el procedimiento gracias a vejiga transparente y pared abdominal extraíble.
- Soporte seguro con pies antideslizantes para trabajar sobre una mesa.
- Sujeciones magnéticas para montaje y sustitución rápidos.
- Fácil limpieza y mantenimiento, totalmente desmontable.

Indicación: Se recomienda el uso de catéteres que cuenten con un solo ojo o con dos ojos nivelados. Son aptos tanto los catéteres de silicona como de PVC.

Copyright © 2021 Medical Factory

Catéteres Recomendados:
- Estenosis uretral «estrechamiento abierto» = catéter Ch 16 o catéter con balón Ch 14.
- Estenosis uretral «estrechamiento parcial» = catéter Ch 14 o catéter con balón Ch 12.

IMPORTANTE: No emplee catéteres de punta curvada.

Sugerencia: Según las directrices para un cateterismo correcto, las simulaciones también requieren la aplicación de lubricante (no suministrado) en la uretra para evitar complicaciones en la inserción del catéter. Alternativamente el lubricante se puede aplicar también en la punta del catéter.

Contiene:
- Soporte con sujeciones magnéticas para piezas genitales; Pieza de cateterismo (según el sexo que corresponda); Depósito y conexiones para manguera.

Copyright © 2021 Medical Factory