

SIMULADOR DE CRÁNEO PARA RAYOS X

SKU: MFS134
Categorías: Imagenología, Radiología (Resonancia Magnética, TAC, Radiografía), Simuladores Médicos

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES







Copyright © 2021 Medical Factory

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS135	Con Vértebras Cervicales - Transparente
	MFS136	Con Vértebras Cervicales - Opaca
	MFS137	Transparente

Copyright © 2021 Medical Factory

Imagen	SKU	Versión
	MFS138 Opaca	

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cráneo humano incrustado de forma segura en plástico para una fácil manipulación. La mandíbula está ligeramente abierta para que los dientes sean adecuados para imágenes panorámicas en el campo dental. El cuello tiene vértebras cervicales segun la versión del producto y cuenta con un hilo incrustado permite colocar un trípode.

La mandíbula puede tener espacios dentales, reparaciones dentales, dientes rotos, dientes reemplazados u otras características individuales.

Versiones:
- Cráneo con Vértebras Cervicales - Transparente.
- Cráneo con Vértebras Cervicales - Opaco.
- Cráneo Transparente.
- Cráneo Opaco.

Copyright © 2021 Medical Factory