




SIMULADOR DE DISTOCIA CALF

SKU: MFV127
Categorías: Distocia, Especies, Obstetricia y Reproducción Veterinaria, Simuladores Bovinos, Veterinaria

Copyright © 2021 Medical Factory

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFV128	Hereford
	MFV129	Holstein
	MFV130	Black

Copyright © 2021 Medical Factory

Imagen	SKU	Versión
	MFV131	Red Angus

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características generales:
- Esqueleto de acero totalmente articulado, con caja torácica, vértebras, pelvis y columna.
- Movimiento realista; piel y cola duraderas y flexibles.
- Cráneo con mandíbula, dientes, paladar blando.
- Esófago y ano palpable.
- Orejas y patas delanteras reforzadas con cascos duraderos para encadenar.
- Peso realista de 22,7 kg (50 lb).
- Razas personalizadas disponibles a un costo adicional.

Disponible en 4 colores de razas:
- Hereford.
- Holstein.
- Black.
- Red Angus.

Copyright © 2021 Medical Factory