

SIMULADOR DE FELINO PARA RCP

SKU: MFV44
Categorías: Atención Primaria, Emergencia - Cuidados Críticos, Especies, RCP - Manejo de Vía Aérea, Simuladores Felinos, Vendaje, Veterinaria

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este simulador tiene pulmones de trabajo realistas y un pulso artificial.

Los estudiantes aprenden a realizar compresiones felinas y reanimación boca a hocico, también está diseñado para entablillar y permitir vendajes, sus piezas se pueden limpiar y son desechables.

Los accesorios incluyen un estuche de transporte y 5 pulmones desechables.

Nota: Los protectores faciales se venden por separado.

Copyright © 2021 Medical Factory