

SIMULADOR DE HOMBRO PARA RAYOS X

SKU: MFS139
Categorías: Imagenología, Radiología (Resonancia Magnética, TAC, Radiografía), Simuladores Médicos

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES



Copyright © 2021 Medical Factory

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS140	Transparente
	MFS141	Opaca

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo de piezas de rayos X brinda la oportunidad única de tomar imágenes de rayos X de partes individuales del cuerpo una y otra vez, incluye huesos humanos reales y permite tomar imágenes de rayos X reales. El modelo es perfecto para escuelas y educación, pero también para técnicos médicos, ya que los mismos huesos pueden ser radiografiados una y otra vez en diferentes entornos sin el peligro de dañar al paciente. Los huesos están incrustados en plástico transparente.

Este fantoma está hecho a mano y es único. Puede diferir en tamaño y forma. Debido a la tecnología de producción, puede haber decoloración y grietas dentro del fantasma. Esto está relacionado con la producción y no es falta de calidad.

Versiones:
- Transparente.
- Opaca.

Copyright © 2021 Medical Factory