

SIMULADOR DE INYECCIÓN INTRAMUSCULAR "MUSCLEMATE II"

SKU: MFS678
Categorías: Catéteres - Vías Venosas y Arteriales, Inyección, Inyección Intradérmica - Subcutánea (SC o SubQ), Inyección Intramuscular (IM) - Vacunación, Simuladores Médicos

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES







Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Almohadilla diseñada para la práctica de la inyección Intramuscular que muestra el lugar de inyección correcto o incorrecto incluida la profundidad con luces LED.

La piel especial no tiene marcas de agujas.

Habilidades:
- Preparación; Palpación; Pellizcos; Inyección intramuscular braquial; Inyección subcutánea.

Características:
Posee luces que indican de forma correcta o incorrecta el procedimiento.
- La luz verde indica que la profundidad alcanzada para la inyección es la correcta.
Error con respecto al sitio
- la luz roja parpadea y el zumbador se enciende cuando el lugar de la inyección es el correcto.
Error con respecto a la profundidad
- Las luces roja y verde parpadean y el zumbador se enciende cuando el lugar de la inyección es correcto, pero demasiado profundo.

Contiene:
- 1 Almohadilla; 1 Bolsa de drenaje; 1 Cinturón; 1 Estuche de almacenamiento.

https://www.youtube.com/watch?v=BcFRn5YSCSs

Copyright © 2021 Medical Factory