

SIMULADOR DE PELVIS PARA ENTRENAMIENTO DE RAYOS X

SKU: MFS144
Categorías: Imagenología, Radiología (Resonancia Magnética, TAC, Radiografía), Simuladores Médicos

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES





Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta pelvis fantasma de rayos X flexible contiene huesos humanos reales y ofrece la oportunidad única de tomar imágenes de rayos X reales. Estefantoma consta de una pelvis completa que incluye el cóccix, dos vértebras lumbares (L4 + L5) y muñones de fémur. El material blando hace que este producto sea ideal para la palpación.

El hueso natural utilizado puede tener, según la disponibilidad, cambios patológicos individuales, defectos estructurales menores o agujeros de montaje. Entregado con estuche de transporte resistente.

Copyright © 2021 Medical Factory