

SIMULADOR DE PERRO PARA CUIDADOS CRÍTICOS "JERRY"

SKU: MFV42
Categorías: Acceso Vascular, Atención Primaria, Catéteres - Vías Venosas y Arteriales, Emergencia - Cuidados Críticos, Especies, Inyección Intravenosa (IV) - Punción Venosa, RCP - Manejo de Vía Aérea, Simuladores Caninos, Vendaje, Veterinaria

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES





Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado como un maniquí de entrenamiento veterinario completo para sala de emergencias. Tiene la capacidad de simular traumatismos y cuenta con acceso yugular y vascular. En las vías respiratorias se incorporan representaciones realistas de la tráquea, el esófago y la epiglotis. Estos prevén la formación de:

- Manejo de la vía aérea.
- Ventilación.
- Intubación endotraqueal.
- Reanimación boca a hocico.
- Circulación con compresiones torácicas externas.

Característcas generales:
- Viene con pulmones que funcionan y pulso artificial y características para entablillar y vendar.
- El estuche de transporte incluye una almohadilla para arrodillarse, un tubo endotraqueal, una jeringa, un cepillo y 5 pulmones desechables.
- Viene con un artículo adicional: un entrenador completo K-9 IV en su propio estuche de transporte.

Característica agregada:
- Fractura del hueso de la pierna femoral.

Se puede incluir una característica adicional al maniquí (consultar costo adicional): una fractura oblicua larga del hueso de la pierna femoral derecha. Este permitirá a los estudiantes aprender cómo colocar y reparar fracturas comunes de K-9.

Copyright © 2021 Medical Factory