

SIMULADOR DE PERRO PARA TRAQUEOTOMÍA "LOUIE K9"

SKU: MFV21
Categorías: Emergencia - Cuidados Críticos, Especies, Simuladores Caninos, Traqueostomia, Veterinaria

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de traqueotomía Louie. La cricotirotomía también puede realizarse en el modelo. Se pueden realizar incisiones en las capas de la piel, la membrana cricotiroidea y entre los anillos traqueales.

Viene con tres juegos de tráqueas y pieles reemplazables y un pulmón artificial. Se pueden realizar incisiones y suturas en las pieles y la tráquea. Pueden adquirirse tráqueas y pieles adicionales por separado. El modelo no viene con sangre artificial.

Copyright © 2021 Medical Factory