

SIMULADOR DE PUNCIÓN CRICOTIROIDEA

SKU: MFS749
Categorías: Catéteres - Vías Venosas y Arteriales, Cuidado de Estomas, Cuidados del Paciente, Inyección Intradérmica - Subcutánea (SC o SubQ), Inyección Intramuscular (IM) - Vacunación, Simuladores Médicos

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES








Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Construida utilizando nuestra tecnología RealLayer para simular la sensación adecuada de la pared del cuerpo, así como un núcleo de espuma para permitir que sus fluidos inyectados se escurran fácilmente. La almohadilla de tres profundidades de inyección está diseñada para llevarle directamente al músculo para practicar la inyección intramuscular, además de las inyecciones en la dermis y las capas de grasa.

Dimensiones - Especificaciones: 6 x 6 cm.
Material: Silicona y espuma no tóxicas y no peligrosas.

Copyright © 2021 Medical Factory