

SIMULADOR DE TERIOGENOLOGÍA BOVINA

SKU: MFV122
Categorías: Especies, Obstetricia y Reproducción Veterinaria, Simuladores Bovinos, Teriogenología, Veterinaria

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES





Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características generales:
- Parte trasera de nuestro modelo Hereford construida en epoxi / fibra de vidrio.
- Construido con pelvis, panel de palpación de perineo suave, recto de vinilo inflable y cola flexible.
- Todos los modelos tienen representaciones del cuello uterino, ligamento ancho y ovarios intercambiables.
- Varias representaciones de ovarios que muestran diferentes etapas de folículos y cuerpo lúteo.

Incluye un set de teriogenología de útero bovino:
- Vaca abierta, adecuada para el entrenamiento de IA.
- Vaquilla, apta para entrenamiento de IA.
- 45 días de embarazo, con cuerno ligeramente agrandado y vesícula amniótica.
- 60 días de embarazo, con deslizamiento uterino y feto.
- 90 días de embarazo, con deslizamiento uterino, feto y placentomas.

Partes reemplazables:
Panel de palpación del perineo; Cola; Cada útero.

Copyright © 2021 Medical Factory