

SIMULADOR DE ULTRASONIDO PARA ACCESO VASCULAR


SKU: MFS808
Categorías: Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis, Habilidades Clínicas, Imagenología, Simuladores Médicos, Ultrasonido


Copyright © 2021 Medical Factory


GALERÍA DE IMÁGENES


















Copyright © 2021 Medical Factory

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS809	3 Venas Bifurcadas
		
	MFS810	4 Venas Bifurcada con Vena Profunda
		

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de entrenamiento diseñado para la introducción y mejora de las técnicas y habilidades psicomotoras asociadas al procedimiento de acceso vascular guiado por ultrasonido.

Versiones:
- 3 Venas Bifurcadas.
- 4 Venas Bifurcada con Vena Profunda.

Características:
- Se puede observar el movimiento del tejido blando mientras se guía la punta de la aguja hacia el vaso.
- El acceso exitoso se puede confirmar mediante la visualización de la punta de la aguja en el vaso y mediante un retorno de sangre.
- Permite practicar procedimientos numerosas veces, ya que el material es autocurativo y se puede rellenar con la sangre simulada resistente a las manchas suministrada. (no es necesario un manejo especial o refrigeración para el modelo).
- Es compatible con cualquier sistema de imagen por ultrasonido con el transductor apropiado.

Contiene:
- 1 Modelo de entrenamiento (precargado con una sangre simulada resistente a las manchas); 1 Botella separada de 60 ml de sangre simulada; 1 Funda liviana.

Copyright © 2021 Medical Factory