




SIMULADOR DE ULTRASONIDO PARA MODELO DE EJERCICIO HOMBRO

SKU: MFS254
Categorías: Imagenología, Simuladores Médicos, Ultrasonido

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo ecográfico muestra un hombro humano a tamaño natural con las siguientes estructuras: Húmero, escápula, clavícula, ligamento acromioclavicular y ligamento bíceps.

El hombro puede puncionarse con agujas de calibre 27 (0,4 mm) a 22 (0,7 mm).

Copyright © 2021 Medical Factory