




SIMULADOR DOPPLER PARA RADIOGRAFÍA - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA - ULTRASONIDO - RESONANCIA MAGNÉTICA


SKU: MFS850
Categorías: Imagenología, Radiología (Resonancia Magnética, TAC, Radiografía), Simuladores Médicos, Ultrasonido


Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES









Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los simuladores Doppler se utilizan con fines de investigación y desarrollo, formación y ensayo en el campo de la imagen médica. La placa ósea instalada en la parte superior de este fantoma imita el hueso del cráneo, que en este caso simula sólo la proyección 2D del cráneo con una estructura de porosidad interna realista. Los vasos sanguíneos internos pueden rellenarse con agua o con la mayoría de los fluidos que imitan la sangre utilizados habitualmente.

El maniquí puede personalizarse de múltiples maneras para adaptarse a las necesidades de una amplia variedad de aplicaciones (consulte por opciones de personalizacion que incluyen costo adicional).

Características:
- Cráneo parcial con grosor personalizado.
- Relleno del simulador con el material acústicamente correcto que imita el cerebro.
- Vasos sanguíneos personalizados.
- Tubos y conectores estándar conectados a los vasos personalizados.
- Incorporación del maniquí a una caja compacta estándar.
- Implementación de una película fina sobre el maniquí.
- Cables de objetivo personalizados.

Incluido:
- Simulador Doppler; Manual de usuario/Instrucciones de montaje.

https://www.youtube.com/watch?v=AK6NbKHEquY

Copyright © 2021 Medical Factory