


SIMULADOR PARA MAMOGRAFÍA Y TOMOSÍNTESIS MAMARIA

SKU: MFS174
Categorías: Imagenología, Radiología (Resonancia Magnética, TAC, Radiografía), Simuladores Médicos


Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES









Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo mamario con tejido adiposo y glandular, fue diseñado para simular imágenes mamarias en mamografías y tomosíntesis mamarias, representa un pecho comprimido de 4 cm de grosor que se puede colocar debajo de la paleta de compresión.

Se fabrico a partir de datos virtuales que contienen tejido adiposo y glandular. Los modelos son pieza única hecha a mano, que puede diferir ligeramente en tamaño y diseño, se puede proporcionar como un simulador antropomórfico de una pieza o en un diseño seccional. Las aberturas del dosímetro y las características patológicas se pueden incluir a pedido.

Copyright © 2021 Medical Factory