

SIMULADOR PARA MANEJO DE HERIDAS

SKU: MFS145
Categorías: Cuidado de Heridas, Cuidados del Paciente, Simuladores Médicos

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES







Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este simulador de empaque de heridas asequible y realista es ideal para el entrenamiento de emergencia y el programa de simulación de pacientes.

Se muestra una herida de bala realista con función de sangrado causada por un calibre de pistola grande, ideal para entrenar el procedimiento de empaque de heridas. El simulador está hecho de una silicona de alta calidad y muy duradera que simula la piel y los tejidos humanos. Se pueden usar almohadillas hemostáticas comunes para heridas. Recomendamos utilizar nuestra sangre artificial lavable y que no mancha con el simulador. El entrenador es rápido y fácil de limpiar después de su uso.

El paquete contiene:
- Simulador de empaque de heridas; 250 ml de sangre artificial; Botella para sangre falsa; Tubo de 80 cm; Bandeja de plástico.

Copyright © 2021 Medical Factory