

TEJIDO DE PIEL SIMULADO

SKU: MFS268
Categorías: Cirugía - Sutura - Grapado, Habilidades Clínicas, Simuladores Médicos


Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES



Copyright © 2021 Medical Factory

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS269	Básica
	MFS270	Avanzada

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El inserto de tejido subcuticular se utiliza en la práctica de todos los métodos de cierre, la almohadilla de tejido viene compuesta por 4-5 capas de acuerdo a su versión y todas las capas aceptan métodos de cierre adhesivos y de vendaje. Durante el uso, la capa de piel no propaga un desgarro y sostendrá adecuadamente una sutura. Las placas de tejido pueden guardarse para su evaluación o reutilizarse varias veces.

Versión:
Básica.
Avanzada.

Versón Básica: El inserto de tejido básico se utiliza para la práctica de métodos de cierre básicos. La placa de tejido está formada por 4 capas desarrolladas para adaptarse al tacto de la epidermis, la dermis, la grasa y el músculo. Todas las capas aceptan métodos de cierre adhesivos y de vendaje. El producto es totalmente respetuoso con los animales y no ensucia. Durante su uso, la capa de piel no propaga un desgarro y sujetará adecuadamente una sutura. Las placas de tejido pueden guardarse para su evaluación o reutilizarse varias veces.

Versión Avanzada: El inserto de tejido subcuticular se utiliza en la práctica de todos los métodos de cierre habituales. La placa de tejido está formada por 5 capas desarrolladas para que coincidan con el tacto de la epidermis, la dermis, la grasa y el músculo, e incluye una capa subcuticular mejorada. La capa subcuticular puede ser perforada lateralmente y sostendrá una sutura para simular la unión de los tejidos. La capa de grasa se disecciona de forma realista y no retiene un punto de sutura.

Copyright © 2021 Medical Factory