

TENDÓN DE MANGUITO ROTADOR

SKU: MFS981
Categorías: Habilidades Clínicas, Órganos y Tejidos para Procedimientos Quirúrgicos, Simuladores Médicos

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Presenta una construcción muy fibrosa con la gran mayoría de las fibras orientadas a lo largo de un único eje. Tanto la superficie superior como la inferior son lisas y lubricadas.

Copyright © 2021 Medical Factory