


TRAJE DE SIMULACIÓN DE EDAD II

SKU: MFS708
Categorías: Cuidados del Paciente, Simuladores Médicos, Trajes de Envejecimiento - Hemiplejia

Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES





Copyright © 2021 Medical Factory

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS709	Talla S
	MFS710	Talla M

Copyright © 2021 Medical Factory

Imagen	SKU	Versión
	MFS711	Talla L
	MFS712	Talla LL

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Traje diseñado sobre una base de datos y que permite al usuario experimentar cambios físicos debido al envejecimiento, con el cual puede presentarse dificultad para caminar, sentarse diariamente y subir o bajar escaleras, además el traje esta diseñado con pesos para notar el deterioro de las articulaciones y extremidades en edad avanzada y así restringir sus movimientos.

Versiones:
- Talla S.
- Talla M.
- Talla L.
- Talla LL.

Especificaciones
Talla S
- Estatura recomendada 145cm-155cm.
- Peso 200 g de pesos para brazos (4 piezas), 400 g de pesos para piernas (4 piezas).
- Color verde.

Talla M
- Estatura recomendada 155cm-165cm.
- Peso 200 g de pesas para brazos (4 piezas), 400 g de pesas para piernas (4 piezas).
- Color amarillo.

Talla L
- Estatura recomendada 165cm-175cm.
- Peso 250 g de pesas de brazos (4 piezas), 500 g de pesas de piernas (4 piezas).
- Color naranja.

Talla LL
- Estatura recomendada 175cm-185cm.
- Peso 300 g de pesas de brazos (4 piezas), 600 g de pesas de piernas (4 piezas).
- Color verde.

Todas las versiones contienen:
- 1 Gafas especiales; 40 tapones para los oídos; 10 pares de guantes; 1 Tobillo de 4 pesas; 1 Muñeca de 4 pesas; 1 bastón; 1 bolsa de almacenamiento; 100 Fundas cinturón.

Copyright © 2021 Medical Factory